

NUOVO!

Made in Germany



FANhp
analizzatore professionale per
13C UREA BREATH TEST

FANhp

- Spettrometro NDIR professionale
- Sensori FOTO-ACUSTICI (tecnologia brevettata ABB)
- Termostato integrato ad alta prestazione
- Tempo di lettura 4 minuti per paziente
- Guida animata per l'esecuzione del test
- Correzione automatica in caso di inversione dei campioni
- Self test integrato
- Display touchscreen AMOLED utilizzabile con guanti
- Stampa automatica del risultato (stampante integrata)
- Trasferimenti dati tramite chiavetta USB
- Scanner per codice a barre disponibile su richiesta



Informazioni per gli ordini

PRODOTTO	DESCRIZIONE	REGOLATORIO	CODICE
FANhp	Analizzatore Infrarosso per 13C urea Breath test	CE-IVD	08-39-00